TECHNISCHES DATENBLATT



AMPri Handelsges. mbH • Benzstraße 16 • 21423 Winsen/Luhe, Germany • Tel. 04171 84 80-0 • www.ampri.de • info@ampri.de

Mundspülbecher Artikelnummer 09031



Material: Polypropylen, mit abgerundetem Rand

lebensmittelgeprüft

Inhalt: ca. 200 ml

Farben: weiß

Maße: Durchmesser oben: ca. 71 mm

Höhe: ca. 82 mm

Gewicht: ca. 2,6 g \pm 5%

Qualitätskontrolle: Permanente Kontrollen während der Produktion

Rückverfolgbarkeit durch Lot-Nummern

Verpackung: Beutel à 100 Stück

30 Beutel im Umkarton

03/17