



## Technisches Datenblatt

<b>Artikelnummer</b>	<b>42409110</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>Objektträger SuperFrost®Plus geschliffen</b>
<b>Farbcode</b>	weiß
<b>Abmessungen</b>	75 x 25 mm
<b>Stärke</b>	ca. 1 mm
<b>Verpackungseinheit</b>	72 Stück

Objektträger SuperFrost® Plus sind mit einer permanenten positiven Ladung versehen. Sie binden frische Gefrierschnitte und zytologische Präparate durch elektrostatische Anziehungskraft. Für die anatomische und molekulare Pathologie. Hervorragend geeignet für die Zelladhäsion bei zytozentrifugalen Präparationen bei standardmäßigen Papanicolaou-Abstrichen.

Objektträger SuperFrost® Plus haben ein weißes Beschriftungsfeld. Präparate können so gekennzeichnet bzw. identifiziert werden. Die Beschichtung des Beschriftungsfeldes ist resistent gegen alle üblichen Lösungsmittel.