

# CARE FIX

## Kletthaltebänder Premium-Set

individuell kürzbar

### Produktspezifikationen:

- ✓ Sets bestehend aus:  
einem extra breiten Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Beide Sets haben eine aufgenähte Lasche zur Fixierung des Beinbeutel Schlauches.
- ✓ Das zweite schmale Klettband gewährleistet einen sicheren Halt am unteren Teil der Beinbeutel.
- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Fingerlasche zum einfachen Öffnen des Klettbandes.



Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/PRE/SET	09241099

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** unsteril

HMN: 15.99.99.0008

56

- ✓ Die Care Fix Premium-Sets eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelssysteme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.
- ✓ Das Premium-Set mit Knöpfen (Art.-Nr. 05/01/BKL/PRE/03) mit zusätzlich vier aufgenähten Knöpfen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.

### Pflegehinweise:

- 60°
- Nicht in den Trockner geben
- Nicht bügeln

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/PRE/03	12357931

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** unsteril

HMN: 15.99.99.0008



Abbildungen können vom Original abweichen