

CARE SET

Katheterlegeset Comfort Eco


Produktspezifikationen:

- ✓ Das Comfort Eco-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Bestandteil der äußeren Verpackung ist: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters.
Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml
Gleitmittel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Comfort Eco	01/01/99/KL/CE/GHC	16134211

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale 	6 Tupfer 	1 Pinzette 	10 ml Spritze 	Schleimhautdesinfektion  Octenisept, 15 ml
1 Blockerspritze mit 10% Glycerin 	3 NITRIL Handschuhe 	1 Schlitztuch 	2 Unterlagen 	Gleitgel  LUBRICARE, 06 ml

Verpackungseinheit: 35 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen