

# CombiScreen® Urinkontrollen



## CombiScreen® Dip Check

Art.-Nr. 93010

### Gebrauchsfertige Lösung zum Eintauchen

2 x 15 ml (Level 1 + Level 2)

Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2–8 °C): 75 Tage oder 20 Eintauchungen (je nachdem, was zuerst eintritt)

## CombiScreen® Drop Check

Art.-Nr. 93015

### Gebrauchsfertige Lösung zum Betropfen

2 x 5 ml (Level 1 + Level 2)

Haltbarkeit nach Öffnung (bei 2–8 °C): 18 Monate oder (bei 20–25 °C): 30 Tage

#### Funktionen:

- Basiert auf humanem Urin
- Geeignet für POC-Tests
- Bruch sichere Fläschchen (Polystyrol)
- 2D-Barcode auf Reagenzfläschchen zur direkten Eingabe von Chargennummer und Zielwerten in Urilyzer® 100 Pro und Urilyzer® 500 Pro Geräte
- Zielwerte für CombiScreen® Teststreifen sowie andere Teststreifenmarken
- Parameter: Bilirubin, Urobilinogen, Keton, Glukose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten, spezifisches Gewicht, Kreatinin, Mikroalbumin und hCG
- Qualitative hCG-Werte

CombiScreen® Urinkontrollen decken eine große Bandbreite von Analyten ab, einschließlich Schwangerschaftsmarker und Mikroalbumin. Die Kontrollen wurden sowohl für den manuellen als auch Geräteinsatz entwickelt, um die Funktion von Urinteststreifen zu überwachen.

#### Analyticon Biotechnologies GmbH

Am Mühlenberg 10  
35104 Lichtenfels - Germany  
Phone: +49 6454 7991-0  
info@analyticon-diagnostics.com  
www.analyticon-diagnostics.com

agile - affordable - accurate