

Handhabungshinweis

Sammeln von Mittelstrahlurin


Anleitung für Patienten




1 Hände und äußere Genitalien reinigen und trocknen.



2 Deckel aufschrauben und mit der flachen Seite nach unten ablegen.



3 Den ersten Urin in die Toilette abgeben (a) und anschließend den Mittelstrahl mit dem Urinbecher auffangen (b). Der Resturin wird ebenfalls wieder in die Toilette entsorgt (c).



4 Den Becher mit dem Deckel verschließen.